

2022年4月12日

新規受託項目のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、この度、下記の検査項目を新たに受託開始させていただくことになりましたので、ご案内申し上げます。

今後も弊社では皆様方のご要望にお応えできるよう、検査内容を充実させて参りますので、何卒お引き立ての程、宜しく願い申し上げます。

敬白

記

【新規受託項目】

コードNo.	検査項目名
13558 (従来システム 6188)	アルドステロン(CLEIA)/レニン活性比(PAC/PRA比)
13559 (従来システム 6189)	アルドステロン(CLEIA)/活性型レニン定量比(PAC/ARC比)

日本内分泌学会から「原発性アルドステロン症診療ガイドライン 2021」が発刊され、CLEIA 法による血漿アルドステロン(PAC)および、血漿アルドステロンとレニン活性(PRA)または活性型レニン定量(ARC)との比(ARR)が推奨されたと同時に、基準値(カットオフ値)の見直しも行われました。

この日本内分泌学会の新ガイドラインが推奨する基準値(カットオフ値)を採用した血漿アルドステロン/レニン活性比(PAC/PRA 比)および血漿アルドステロン/活性型レニン定量比(PAC/ARC 比)の受託を開始いたします。

【開始時期】 2022年4月25日(月) ご依頼分より

<参考 URL>

(一社)日本内分泌学会 監修:原発性アルドステロン症診療ガイドライン 2021.

https://www.jstage.jst.go.jp/article/endocrine/97/S.October/97_1/_article/-char/ja

尚、詳細につきましては、営業担当者またはインフォメーションまでお問い合わせ下さい。

【受託要領】

検査項目名	アルドステロン(CLEIA)/レニン活性比(PAC/PRA比)
コードNo.	13558 (従来システム 6188)
検査方法	計算法
基準範囲	<p><スクリーニング陽性基準> PAC《CLEIA法》/PRA比 (ARR) ≥ 200 かつ PAC《CLEIA法》$\geq 60\text{pg/mL}$ ただし、 PAC《CLEIA法》/PRA比が100~200 (ARR境界域) かつ PAC《CLEIA法》$\geq 60\text{pg/mL}$を満たせば、暫定的に陽性</p> <p>[原発性アルドステロン症 診療ガイドライン2021]より ARR:アルドステロン/レニン比 PAC:血漿アルドステロン PRA:血漿レニン活性</p>
単位	なし
所要日数	4~5日
報告範囲、桁数	1~10000000 、 整数
備考	<p>ご依頼時は必ず下記3項目を同時にご依頼ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コードNo.13558 (6188) : アルドステロン (CLEIA) /レニン活性比 ・コードNo.13485 (5761) : アルドステロン ・コードNo.01151 (3022) : レニン活性

※日本高血圧学会の「高血圧治療ガイドライン 2019」に準拠したカットオフ値(アルドステロン/レニン活性比:200 以下)をご利用される場合は、『コード No.13496 (従来システム 5765) :PAC/PRA』をご依頼ください。

【受託要領】

検査項目名	アルドステロン(CLEIA)/活性型レニン定量比(PAC/ARC比)
コードNo.	13559 (従来システム 6189)
検査方法	計算法
基準範囲	<p><スクリーニング陽性基準> PAC《CLEIA法》/ARC比 (ARR) ≥ 40 かつ PAC《CLEIA法》$\geq 60\text{pg/mL}$ ただし、 PAC《CLEIA法》/ARC比が20~40 (ARR境界域) かつ PAC《CLEIA法》$\geq 60\text{pg/mL}$を満たせば、暫定的に陽性</p> <p>[原発性アルドステロン症 診療ガイドライン2021]より ARR:アルドステロン/レニン比 PAC:血漿アルドステロン ARC:活性型レニン定量</p>
単位	なし
所要日数	4~5日
報告範囲、桁数	1~10000000 、 整数
備考	<p>ご依頼時は必ず下記3項目を同時にご依頼ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コードNo.13559 (6189) : アルドステロン (CLEIA) /活性型レニン定量比 ・コードNo.13485 (5761) : アルドステロン ・コードNo.13518 (5760) : 活性型レニン定量

※日本高血圧学会の「高血圧治療ガイドライン 2019」に準拠したカットオフ値(アルドステロン/活性型レニン定量比:40 以下)をご利用される場合は、『コード No.13497 (従来システム 5768) :PAC/ARC』をご依頼ください。

以上